

WIE WENDEN SIE IRRIMED AN?

Die Anwendung ist sehr einfach, da sie mit dem weithin bekannten Reinigungseinlauf vergleichbar ist.

Füllen Sie angenehm temperiertes Leitungswasser in Ihr irrimed. Es wird dann, von einer Kreiselpumpe getrieben, mittels Überleitungsschlauch durch Konus oder Rektalkatheter in das Rektum eingeleitet.

Hierdurch wird ein Dehnungsreiz gesetzt, der wiederum die Peristaltik und damit die Darmentleerung aktiviert.

In der Folge wird eine Entleerung des Mast- und teilweise des Dickdarmes erreicht, so dass Sie stuhlgangfreie Zeiten von 24 Stunden und mehr erreichen können.

Die genaue Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter:

www.schaefers-medizintechnik.de



UNSER SERVICEVERSPRECHEN

- **Kompetente Beratung**
- **Reparaturen in weniger als einer Woche**
- **Kostenloses Ersatzgerät**

Bestelldaten:

irrimed rektal
Best. - Nr.: 5000
PZN: 09 536 883

irrimed rektal ist mit allem erforderlichem Zubehör im Fachhandel zu erhalten oder für Selbstzahler direkt bei uns.

Irrimed rektal ist im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen unter der Nummer 03.36.01.2002 gelistet und kann somit per Rezept verordnet werden.



EIN PRODUKT DER:



Schaefers
Medizintechnik GmbH

Im Wiesengrund 13
46342 Velen
Telefon: 02863 95024

service@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de

irrimed classic

DIE LÖSUNG FÜR REKTALE IRRIGATION



Stand 2024-02-06

SAUBER, SICHER, WOHLFÜHLEN


REKTALE IRRIGATION MIT IRRIMED

WAS IST ÜBERHAUPT REKTALE IRRIGATION?

Wenn durch nervenbedingte Lähmungen die Darmtätigkeit gestört ist oder ein Schließmuskeldefekt vorliegt und es zu unkontrollierter Darmentleerung kommt, ist die rektale Irrigation die beste und effizienteste Methode, um wieder eine kontrollierte Darmentleerung zurückzugewinnen

Stuhlinkontinenz und andere Probleme bei der Darmentleerung gehören damit der Vergangenheit an.

irrimed rektal gibt Ihnen mehr Sicherheit und Sie können Ihr privates und soziales Umfeld wieder genießen. Zudem entlasten Sie die Umwelt durch weniger Ressourcenverbrauch.



UNABHÄNGIG

irrimed rektal kann dank seines modernen und leistungsfähigen Li-Ionen Akkus unabhängig vom Stromnetz überall eingesetzt werden.

KOMFORTABEL

Die Wassertemperatur lesen Sie deutlich über eine große LCD Anzeige sehr einfach ab.

KOMPAKT

Für Reisen kann der Griff platzsparend und einfach herausgeschoben werden.

MOBIL

Dank seines ergonomisch optimalen Wasserbehälters mit separatem Griff tragen Sie den gefüllten irrimed bequem und mit wenig Kraft wohin Sie möchten.

SICHER

Mit dem weltweit einsetzbaren Schnelllader laden Sie den Akku in max. 8 h wieder vollständig auf.